

AGITADOR MAGNETICO CON T° Y TERMOCUPLA MOD. MS-H280-PRO



MS-H280-Pro

Agitador magnético con calefacción, características:

- Excelente resistencia térmica, análogo, con control electrónico que mantiene constante la velocidad aún con cambios de carga de trabajo.
- Regulador electrónico de la temperatura hasta 320° C
- Regulación de velocidad rango 100 – 1500 R.P.M
- Capacidad hasta 3 litros
- Motor sin escobillas
- Pantalla LED
- Plato superior acero inoxidable de 13.5 cms. De diámetro, recubierto con una capa de cerámica de alta densidad, ofreciendo resistencia química y a los golpes.
- Dimensiones 150 mm. ancho x 280 mm. profundidad
- Peso 2,5 kilos
- Consumo 515 W
- Vástago de sujeción y termocupla de t°
- Mod. M-H280-PRO
- Garantía 1 año, certificado CE