

AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCION MOD. BS-4H



- **Tamaño del plato 190 x 190 mm**
- **Plataforma de material cerámico**
- **Máxima capacidad 5 Litros**
- **Rango de velocidad 100-2000 rpm**
- **Máxima temperatura 380 °C**
- **Consumo 600 W**
- **220 V, 50 Hz**
- **Barra de fierro ajustable**
- **Medidas externas 300 x 210 x 126 mm**
- **Peso neto 6 kg**
- **Incluye manual de instrucciones , barra magnética , fusible , barra regulable**
- **Garantía de 6 meses**
- **Mod. BS-4H**

