

AGITADOR SHAKER ORBITAL 100-500 RPM MOD. SK-0330-PRO



- **Diámetro de la orbita 10 mm**
- **Máxima carga 7.5 kg**
- **Rango de velocidad 100-500 rpm**
- **Display LCD**
- **Timer 1-1199 min**
- **Plataforma de 300 x 300 mm para placas petri con sujetores (resortes)**
- **Modo operación : continuo / timer operación**
- **Temperatura de la sala de trabajo 5-40 °C**
- **Tipo protección IP21**
- **Interfase RS 232**
- **Consumo 30 W**
- **220 V / 50 Hz**
- **Peso del equipo 15 kg**
- **Mod. Sk-0330-pro**
- **Garantía de 1 año**