



Agitador mecánico con aspa, características:

- Excelente resistencia térmica, análogo, con control electrónico que mantiene constante la velocidad.
- Regulador electrónico de la temperatura hasta 320° C
- Termocupla o sensor de temperatura de 230 mm, PT1000 con soporte
- Regulación de velocidad rango 0 – 2200 R.P.M
- Máximo torque 400 mN.M
- Máxima viscosidad 10.000 mPas
- Rango de diámetro del aspa 0,5 – 10 mm
- Pantalla LED
- Alarma visual, detención automática del motor
- Dimensiones 83 x 186 x 280 mm.
- Peso 5,5 kilos
- Consumo 70 W
- Mod. OS20-S
- Garantía 1 año