



Pipeteador Electrónico Levo Plus





CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA: ELECTRÓNICO

TIPO: DE LEVO

OTRAS CARACTERÍSTICAS: CON BATERÍA

VOLUMEN: MÁX.: 100 ML (3,3814 US FL OZ)

MÍN.: 0,1 ML (0,0034 US FL OZ)

DESCRIPCIÓN

Características:

- Rango de volumen de 0,1-100ml
- Funcionamiento con una sola mano
- Diseños ligeros y ergonómicos
- La eficiente batería de iones de litio ofrece una larga duración con cada carga
- Alarma de batería baja
- El potente motor llena una pipeta de 25 ml en 5 segundos
- Filtro de 0,45um integrado y reemplazable
- Gran pantalla LCD
- Ocho velocidades disponibles para aspirar y dispensar líquido

Comercial Bioslabchile Ltda., se reserva el derecho de reclamar contra contenido de la factura, en el plazo máximo de 30 días corridos

Contados desde su presentación, para los efectos del N°2 del artículo 3° de la Ley 19,983

Comercial Bioslabchile Ltda.- R.U.T 76.140.292-7 - Fono/Fax: 02-8850966 / 02-8917913 / 09-88426344

Los Olmos 2862 - Macul - Santiago - Chile



ESPECIFICACIONES

- Velocidades de aspiración 8
- Velocidad de dispensación 8 palancas Dispensación por gravedad
- Batería de litio-Ion
- Tiempo de trabajo de la batería 8 horas de uso intermitente
- Tiempo de carga Aproximadamente 2 horas
- Tipos de pipeta Pipeta de vidrio o plástico (0,1-100 ml), pipetas Pasteur
- Filtro 0,45 μ m Hidrofóbico

