



Autoclave eléctrica, características:

CERTIFICACION ITALIANA.

Cuerpo completo acero inoxidable.304 Medical stainless steel

Power 4,7 Kw.

Voltage: 220 volt 50 Hz. 0,145-0,165 Mpa.

Presión max: 0,28 Mpa.

Presión de trabajo: 0,22 Mpa.

Rango de temperatura de trabajo: 105°C-136°C.

Temperatura max: 150°C

incluye 2 canastillos acero inox.

sistema de bloqueo por nivel bajo de agua.(sensor de nivel en cámara)

Sistema automático de apagado despues de cada ciclo de autoclavado con alarma de aviso.

Controlador digital con pantalla LCD

Válvula automática de liberación de sobrepresión.

Dimensiones útiles de cámara de trabajo: 386 mm de diámetro X 682 mm altura.

Dimensiones externas:550 X 640 X 1080 mm.

Timer : 0-99hr.

Garantía 1 año

