


BALANZA ANALITICA 220 G X 0.1 MG MOD. BA2204B



Características:

1. Diseño humanizado, nuevo diseño y parabrisas transparente de cinco lados.
2. Un sensor electromagnético de pesaje de nueva generación garantiza una alta precisión. Programas de aplicación tales como detección automática de fallos, calibración lineal de cuatro puntos y protección contra sobrecarga.
3. La exhibición ultra-grande del LCD trae el sentido visual más claro y más cómodo de funcionar.

Función:

Las funciones múltiples garantizan la operación fácil y confiable, incluyendo la auto-cuenta, conversión de la unidad (quilate métrico, onza del oro, etc.), estabilidad, a escala completa el funcionamiento, memoria cero, etc.

La interfaz de salida incorporado RS232C garantiza la conexión directa al equipo externo tal como computadora e impresora.

El Gancho de pesaje inferior incorporado garantiza un uso conveniente.

Fuente de alimentación: AC220V \pm 10%, 50 / 60HZ; 110V \pm 10%, 50 / 60HZ, Cable de alimentación, ninguna batería.

- **Capacidad : 0-220 g**
- **Lectura 0.1 mg**
- **Tamaño del plato 80 mm**
- **Peso 6.8 kg**
- **Calibración externa**
- **Garantía de 1 año.**