



Baño de agua termorregulado  
microprocesado, características:

- Display digital para control de temperatura y tiempo
  - Gabinete de acero pintado epóxico electrostático
  - Estanque de acero inoxidable sin soldaduras esquinas redondeadas
  - Resistencia tubular blindada
  - 6 orificios con sus correspondientes anillos concéntricos
  - 1800 W de consumo
  - Volumen 14 Litros
  - Medidas internas 46x32x9 cm
- Rango de temperatura amb + 5° hasta 100 °C
  - Variación del microprocesador +/- 0.5 °C
  - Exactitud menor a 1°C
  - Mod. BLHH-S21.6

Hi-tecnologías