



Baño de agua termostático, microprocesado, características:

- Display digital para control de temperatura y tiempo
 - Gabinete de acero pintado epóxico electrostático
 - Estanque de acero inoxidable sin soldaduras esquinas redondeadas
- Resistencia tubular blindada
 - 8 orificios con sus correspondientes anillos concéntricos
 - 1800 W de consumo
 - Volumen 18 Litros
 - Medidas internas 62x32x9 cm
 - Rango de temperatura amb + 5° hasta 100 °C
 - Variación del microprocesador +/- 0.5 °C
 - Exactitud menor a 1°C
 - Mod. BLHH-S21.8

Hi-tecnologías