

BAÑO DE AGUA TERMORREGULADO DIGITAL 11 LITROS MOD. CU-420



Baño de Agua microprocesado digital, características:

- Microprocesador digital control tiempo y temperatura
- Volumen 11 L
- Dimensiones internas 420 x 180 x 150 mm
- Rango temperatura amb + 5° a 100 °C
- Estabilidad +/- 0.2 °C
- Alarmas visibles y audibles en caso de sobrecalentamiento
- Interior construido en acero inoxidable
- 600 W
- Mod. BLCU-420

Hi-Tecnologías

