

BAÑO DE AGUA TERMORREGULADO DIGITAL HH-S4



Baño de agua termorregulado micro procesado, características:

- Display digital para control de temperatura y tiempo
- Gabinete de acero pintado epóxico electrostático
- Estanque de acero inoxidable sin soldaduras esquinas redondeadas
- Resistencia tubular blindada
- 4 orificios con sus correspondientes anillos concéntricos
- 1200 W de consumo
- Volumen 10 Litros
- Medidas internas 32x32x9 cm
- Rango de temperatura amb + 5° hasta 100 °C
- Variación del microprocesador +/- 0.5 °C
- Exactitud menor a 1°C
- Manual de instrucciones, cable alimentador
- Garantía 1 año

