

BAÑO ULTRASONIDO DIGITAL VOL. 6 LITROS / T° 80°C MOD. UC-30A



- **Control micro-procesado y programable**
- **Display digital**
- **Timer y temperatura programable**
- **Construido en acero inoxidable**
- **Capacidad de la batea 6 litros**
- **Frecuencia de ultrasonido 40 KHz**
- **Timer programable 1 – 30 min**
- **Temperatura rango : ambiente – 80° C**
- **Potencia de ultrasonido 180 W**
- **Potencia de calentamiento 200 W**
- **Tamaño del tanque 300*150*150 mm**
- **Tamaño externo 330*180*270 mm**
- **220 V/ 50-60 Hz**
- **Incluye canasto ac. Inox**
- **Mod. UC-30A**
- **BIOBASE**
- **Garantía de 1 año**