

## **BOMBA DE VACÍO MEMBRANA LIBRE ACEITE 12 L/MIN MOD. GM-0.2**



- **Velocidad de evacuación 12 L/min**
- **Presión máxima 0.075 Mpa**
- **Vacío 250 mbar**
- **Presión mayor a 30 psi positiva o negativa presión**
- **Inlet diámetro 6 mm**
- **Outlet diámetro 6 mm**
- **Nivel de ruido menor a 60 db**
- **Rango de trabajo de la habitación 7-40 °C**
- **Consumo 75 W**
- **220 V, 50-60 Hz**
- **Peso neto 4 Kg**
- **Tamaño externo 198\*98\*156 mm**
- **Mod. GM-0.2**
- **BBASE**
- **Garantía 6 meses**