



Shaker incubador microprocesado digital , gran pantalla LCD, fácil operación, recámara interior completamente fabricada en acero inoxidable de fácil limpieza. Características:

- Control temperatura 0.1 °C
 - Potencia 750 W
 - Plataforma de 450 x 450 mm
 - Timer digital rango 1 – 5999 min
 - Máxima capacidad : 6x2000 ml, 8x1000 ml, 9x500 ml, 12x250 ml, 16x100 ml, 28x50 ml
 - 220 V 50 Hz
 - Mod. BLTHZ-300
- Requerimientos eléctricos 220 V 50 Hz
 - Rango de velocidad 40 – 300 Rpm
 - Amplitud 20 mm
 - Rango temperatura amb + 5°C – 50 °C

Hi-Tecnologies (Korea)