

INCUBADOR SHAKER MICROPROCESADO MOD. BLTHZ-100



Shaker incubador microprocesado digital , gran pantalla LCD, fácil operación, racámara interior completamente fabricada en acero inoxidable de fácil limpieza. Características:

- Control temperatura 0.1 °C
 - Potencia 580 W
 - Plataforma de 350 x 350 mm
 - Timer digital rango 1 – 9999 min
 - Maxima capacidad : 9 x 500 mL; 12 x 250 mL; 16 x 100 mL; 28 x 50 mL.
 - Mod. BLTHZ-100
- Requerimientos electricos 220 V 50 Hz
 - Rango de velocidad 40 – 300 Rpm
 - Amplitud 20 mm
 - Rango temperatura amb + 5°C – 50 °C

Hi-Tecnologies

