



Balanza de precisión semianalítica 200 g en 0.001 g precisión, Características:

- Con gran escala y alta precisión puede satisfacer los requisitos Para
- precisión Pesaje incluso bajo condiciones severas.
- Con múltiples funciones: Auto-conteo, conversión de unidades (métrica quilates, oro onza, etc),
- Estabilidad, a gran escala de tarifas, cero-memoria, etc.
- Interfaz de salida RS232C incorporado a la computadora y la impresora.
- Capacidad pesada max. 200 g
- Lectura 0.001 g
- Rango de tara – 200 g
- Repetibilidad 0.003 g
- Linealidad +/- 0.003 g
- Diámetro del plato 115 mm
- Display LCD cristal liquido.
- Peso neto 6,8 kgs.
- Mod. BP2003-P, Biobase
- Garantía 1 año