



Baño termo regulado electrónico digital,
características :

- Volumen Útil 14 Litros
 - Estanque de acero inoxidable
 - Gabinete externo de acero pintado en epóxido electrostático
 - Resistencia tubular blindada
 - Bandeja de acero inoxidable p/apoyo del estanque
- Display digital indicador de temperatura
 - Temperatura rango ambiente +5 °C hasta 100 °C
 - Programación de temperatura digital
 - Precisión del termostato +/- 0.5 °C
 - Sonda de temperatura tipo PT-100 encapsulada
 - Sistema audible alarma seguridad
 - Posee 2 orificios con anillos concéntricos
 - Tapa recta con manilla
 - Potencia 800 W
 - Medidas de la batea 42x18x18 mm
 - Medidas externas 58x25x19 mm
 - Llave delantera para despiche
 - Mod. BLHH-W420

Hi-Tecnologies.