

DISPENSADOR DE VOLUMENES



- **Dispensador autoclavable rangos 1-10 , 2.5-25, 5-50 ml**
- **Excelente resistencia química, fácil de limpiar y de mantener**
- **Tubo flexible de descarga con mango de seguridad precisa dosificación**
- **Material en PTFE, FEP, BSG, PP.**
- **Presión de vapor max. 500 mbar, viscosidad max. 500 mm²/s**
- **Temperatura max. 40°C**
- **Densidad max. 2.2 g/cm³**
- **Tamaño del adaptador : S40, GL32, GL38, GL25, GL28**
-