



**Lupa binocular con zoom características:**

- Iluminación halógena incidente y transmitida 12 V , 10 W
  - Inclinación 45° rotación 360°
  - Base 260x290 mm
  - Oculares 10x (campo 22 mm diámetro)
  - Zomm rango 0.7-4.2x
  - Magnificación total 7X-42X
- Distancia de trabajo 90 mm
  - Ajuste interpupilar rango desde 55-75 mm
  - Requerimientos 220 V , 50 Hz
  - Certificado CE
  - Mod. BLZTX-EC2
  -

Alltion – Hi Tek.