

## **LUPA STEREOSCOPICA TRINOCULAR CON ZOOM MOD. NTB-2B**



- **Cabezal trinocular con Zoom**
- **Oculares WF 10x**
- **Objetivo con zoom 1x – 4x**
- **Tasa del zoom 1 : 4**
- **Distancia de trabajo 82 mm**
- **Luz transmitida halógena 12V/10W**
- **Luz incidente halógena 12V/10W**
- **MOD. NTB-2B**
- **HI-TEK**
- **Incluye manual de instrucciones , cubierta de plastico**

