



Estufa de Incubación microprocesada electrónica digital, características

- Timer Digital 1-9999 min.
- Volumen 35 L
- Rango de temperatura amb + 5 °C hasta 65 °C
- Resolución del microprocesador 0.1 °C
- Fluctuación de la temperatura 0.5 °C
- Interior acero inoxidable
- Con puerta de cristal interior para fácil

observación.

- Cámara de acero inoxidable pulido
- Controlada por microprocesador
- Convección forzada para rápida y eficiente homogenización
- Medidas cámara 340 x 320 x 320 mm
- 220 V, 50 Hz.
- Incluye 2 Parrillas cromadas de acero inoxidable
- Mod. BLDHP9032