



Lupa binocular estereoscópica características:

- Oculares 10 X
 - Objetivos 2X , 4X
 - Inclinación 2.45 ° y 360° de giro
 - Distancia interpupilar 55-75 mm
 - Luz incidente halógena 12 V
 - Luz bajo muestra halógena 12 V
 - Macrómetro acercamiento a muestra
 - Switch de luz On – Off permitiendo elegir fuente de luz.
 - Barra sujeción en fierro robusto
- Fuente poder 220V, 50 Hz
 - Mod. BLTX5C

Alltión