

Lupa Binocular con zoom características:



- Iluminación halógena incidente y transmitida 12 V , 15 W
- Inclinación 45° rotación 360°
- Base 260x290 mm
- Oculares 10x23 (campo 23 mm diámetro)
- Zomm rango 0.63-5x
- Magnificación total 7X-42X
- Distancia de trabajo 110 mm
- Ajuste interpupilar rango desde 55-75 mm
- Requerimientos 220 V , 50 Hz
- Certificado CE
- Mod. BLXTD-217 Hi-Tecnologies