



AUTOCLAVE STERILIZER, CLASS N AUTOCLAVE, STV-I SERIES

El esterilizador de autoclave (también conocido como esterilizador de vapor) se utiliza para esterilizar equipos quirúrgicos, instrumentos de laboratorio, artículos farmacéuticos y otros materiales. Puede esterilizar sólidos, líquidos, huecos e instrumentos de varias formas y tamaños. Por lo tanto, el esterilizador de autoclave se usa ampliamente en lugares y laboratorios médicos para ayudar a la esterilización de manera eficiente.

Utiliza vapor del generador para crear un desplazamiento hacia abajo, lo que empuja el aire fuera de la cámara. La cámara de autoclave vertical es de 30 litros a 150 litros, es particularmente adecuada para esterilizar instrumentos sólidos sin envasar.

Características:

1. Tipo automático con pantalla digital de cerrojo
2. Material de acero inoxidable de alta calidad.
3. Control automático por microordenador, conjunto arbitrario de parámetros de esterilización
4. Dispositivo de enclavamiento de seguridad
5. Pantalla digital y botones táctiles.
6. Interfaz de prueba estándar.
7. Sello auto expandible.
8. El contenedor con función de protección automática: protección contra sobre temperatura; auto descarga de protección contra sobrepresión; protección contra bajo nivel de agua, anti quema en seco con cubeta o cesta de acero inoxidable.
9. Recordatorio de zumbador después de la esterilización, parada automática.
10. Aire de enfriamiento automático, vapor de escape automático final de esterilización.

ESPECIFICACIONES

MODELO	STV-50I	STV-75I	STV-100I
Volumen	50L	75L	100L
Fuerza	3.5kW	4.5kW	4.5Kw
Voltaje	AC 220V、 50HZ		
Presión De Diseño	0.25 Mpa		
Temperatura	139°C		
Presión de trabajo Nominal	0.22Mpa		
Temperatura Nominal de Trabajo	134°C		
Temperatura de esterilización	116°C~134°C		
Precisión de temperatura	±1°C		
Rango de ajuste del tiempo de esterilización	4~120 min		
Volumen de la cámara	Ø350×525	Ø400×625	Ø450×650
Dimensión del cubo	Ø330×460	Ø380×560	Ø420×540