



BALANZA ANALÍTICA BA-T2204

DESCRIPCION:

- Calibración automática interna
- panel táctil de 5 pulgadas
- Calibración interna de una tecla/disparador de tiempo
- Sensor de fuerza electromagnética
- Carcasa de aluminio/cubierta a prueba de viento de gran espacio
- Función de tara/Conteo/Densidad/Porcentaje
- Conversión de unidades (g/mg/ct/oz)...
- Bajo pesaje
- Configuración de sensibilidad/velocidad
- Alarma de sobrecarga/Alarma de falla/Indicador de nivel
- Opción: Kit de densidad (Sólido/Líquido).

ESPECIFICACIONES

MODELO	BA-T2204
Capacidad	220
Legibilidad (G)	0.0001
Pesaje Mínimo (G)	0.0004
Tiempo Estable	≤3s
Mostrar	LCD (Luz De Fondo Blanca Con Letra Negra)
Tamaño De La Cacerola	Φ80mm
Temperatura De Operación	5-25°C
Capacidad De Repetición	±0.0002g
Linealidad	±0.0003g
Tamaño Del Escudo Contra Corrientes De Aire	240mmx190mmx265mm
Peso De Calibración	Calibración Interna
Opción	RS232C Y RS486, Impresora
Tamaño De Embalaje	Interior:415x285x430mm Exterior:475x315x485mm
G Peso	10kg