



BALANZA ANALÍTICA BA-W2204

Las balanzas analíticas electrónicas son uno de los instrumentos más utilizados en los laboratorios químicos. Las balanzas analíticas electrónicas son instrumentos de medición de alta sensibilidad diseñados para medir la masa con precisión y detectar incrementos finos. El rango de legibilidad es de 0,1 mg a 0,01 mg.

DESCRIPCION:

- Sensor Electromagnético
- Carcasa De Aluminio. Cubierta A Prueba De Viento De Gran Espacio
- Pantalla LCD
- Función De Tara/Conteo/Conversión De Unidades (G/Mg/Ct/Oz)
- Configuración De Sensibilidad/Velocidad
- Alarma De Sobrecarga/Alarma De Falla/Indicador De Nivel
- Opcional: Pesaje De Gancho Inferior/Impresora

ESPECIFICACIONES

MODELO	BA-T2204
Máxima Capacidad	220g
Calibración	Calibración Externa
Peso California	200g
Legibilidad	0.0001g
Pesaje mínimo	0.0004g
Repetibilidad	±0.0002g
linealidad	±0.0003g
Tiempo estable	≤3s
temperatura de operación	15~25°C
Interfaz	RS232
Plato de pesaje	φ80mm
Tamaño exterior	340mm*215mm*350mm
Tamaño del escudo contra corrientes de aire	240mm*190mm*265mm
Tamaño del paquete	475mm*315mm*485mm
G.W.	10Kg
Fuente de alimentación	CA220V±10%,50/60Hz; 110V±10%,50/60Hz; cable de alimentación; sin batería.
Accesorio estándar	Cuerpo de equilibrio, Peso, Manual de usuario, RS232, Parabrisas, Indicador de nivel
Accesorio opcional	Bajo ponderación, Impresora