



BAÑO ULTRASÓNICO MULTIFUNCIONAL, SERIE USC-0640M

Descripción:

- Ruido ultra bajo, tiempo ajustable, potencia ajustable, función de barrido de frecuencia, función de degasificación, función de memoria, dormir
- Con una gran pantalla LCD para mostrar la hora, la temperatura y el nivel de potencia precisos
- Ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos y calefacción integrada a 60 °C, rango de potencia ajustable de 10 % a 100 %.
- La "pasta de aislamiento acústico" incorporada mantiene esta serie con poco ruido
- Con función de barrido y función de degasificación
- Asa de transporte humanizada y válvula de drenaje para modelos completos.
- La función de memoria guardará automáticamente los parámetros de configuración utilizados más recientemente para el próximo uso.
- Con modo de suspensión para mantener el ahorro de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES

| MODELO | USC0140M | USC0640M |
|---|-----------------------|-------------|
| Potencia Ultrasónica (W)-Máxima | 70 | 180 |
| Configuración De Potencia Ultrasónica-% | 10%-100%(Step By 10%) | |
| Potencia De Calefacción (W)-Máx. | 100 | 200 |
| Capacidad (L)-Máx. | 1.3 | 6.5 |
| Tamaño Del Tanque (L*W*H)-Mm | 150*135*65 | 300*150*150 |
| Tamaño Externo (L*W*H)-Mm | 180*165*205 | 400*240*370 |
| Cantidad De Transductores (Pcs) | 1 | 3 |
| Drain Valve | No | Si |
| Carrying Handle | No | Si |
| Frecuencia Ultrasónica (Khz) | 40 Khz | |
| Ajuste De Temperatura Max | 60 °c | |
| Configuración Del Temporizador (Mins) | 1-99 | |
| Cesta De Limpieza | Si | |