



LOW SPEED CENTRIFUGE CFG-4ZBP

Estante de plástico de alta resistencia, estructura simple y operación simple. Con cerradura de puerta mecánica e interruptor de seguridad, deja de funcionar cuando abres la puerta. Velocidad de visualización del puntero, ajuste de velocidad continuo. El área de visualización puede ver la declaración en ejecución.

ESPECIFICACIONES

RPM Maximo	4000RPM
FCR Maximo	2325XG
Temporizador	0-30min.
Capacidad Del Rotor	20mlx12 (estándar)
Voltaje	110V60Hz/220V50Hz
Dimensión	320x340x280mm
Paquete	450x420x360mm
N.W./G.W.	9/10kg
Nro. De Rotor	A042012
Capacidad Del Rotor	20mlx12