



ROTAVAPOR - RE 100-PRO

Matraz de evaporación con eyector, conveniente para quitar. Olla de calentamiento de doble propósito para baño de agua y aceite de 5L, la temperatura de calentamiento puede alcanzar los 180 ° C, fácil de cambiar entre los modos de calentamiento de agua y baño de aceite.

Condensador de tecnología patentada, alta tasa de recuperación, efecto de condensación Sobresaliente.

ESPECIFICACIONES

Modelo	RE 100-Pro
Artículo No.	6030110111
Matraz de evaporación	1L(NS 29/32, 18300120)
Frasco de recepción	1L(KS 35/20,18300110)
Monitor	LCD
Velocidad de rotación	20~280rpm
Temperatura. Rango	RT~180°C
Temperatura Precisión	Baño de agua: ±1°C; Baño de aceite: ±3°C
Levantar	Motor
Altura de trazo	150mm
Rango de tiempo	1~999min
Motor	Motor sin escobillas de CC
Poder de calefacción	1300W
Desplazamiento de carrera	Automático 150mm
Clase de protección	IP20
Rotación	Dirección reversible
Interfaz	USB
Energía	1400W
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz(Personalizable)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	465*457*583mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	640*1100*650mm
Peso neto	15kg
Peso bruto	36kg
Accesorio estándar	Condensador (1700cm ²)*1, matraz de evaporación de 1L* 1, matraz receptor de 1L* 1, bote de 5L*1
Accesorio opcional	Bomba de vacío, enfriador de recirculación