

CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD CFG-4ZB

Centrífuga de baja velocidad para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma.

Características:
1. Estuche de plástico fuerte con tapa de metal.
2. Con interruptor de seguridad. Deja de funcionar cuando abres la puerta.
3. Velocidad de visualización del puntero
4. Ajuste de velocidad continuo
5. Temporizador mecánico
6. El volumen de suministro incluye el rotor
7. Alta velocidad para temporizadores de centrifugación cortos.

ESPECIFICACIONES

RPM Maximo	4000 RPM, Velocidad De Visualización Del Puntero
FCR Maximo	2325xg
Temporizador	0-30min
Capacidad Del Rotor	20mlx12 (estándar)
Voltaje	110V60Hz/220V50Hz
Dimensión	280x310x265mm
Paquete	340x350x330mm
Peso	10/9kg
Nro. De Rotor	A042012 (standard)
Capacidad Del Rotor	20mlx12

Comercial Bioslabchile Ltda., se reserva el derecho de reclamar contra contenido de la factura, en el plazo máximo de 30 días corridos
Contados desde su presentación, para los efectos del N°2 del artículo 3° de la Ley 19,983
Comercial Bioslabchile Ltda.- R.U.T 76.140.292-7 - Fono/Fax: 02-8850966 / 02-8917913 /09-88426344
Los Olmos 2862 - Macul - Santiago - Chile